

# EasyCord

First Class Retraktionsfäden



*There's no easier way to pack cords*

# EasyCord First Class Retraktionsfäden


EasyCord ist ein Retraktionsfaden der First Class. EasyCord ist ein aus 100 % Premium-Baumwolle gestrickter Faden, ungetränkt, der mit seinem speziellen Strickmuster herausragende Produkteigenschaften bietet und das Fadenlegen stark vereinfacht. Der im Deckel integrierte Cutter aus rostfreiem Stahl sowie die Längenmaß-Skala auf der Flasche bieten ein weiteres Plus in der Anwenderfreundlichkeit.

## Einfache, hygienische und sparsame Entnahme.

Mit Verschließen des Deckels wird der Faden abgeschnitten und im Deckel fixiert, sodass dieser nicht zurückgleiten kann. EasyCord ist sofort wieder einsatzbereit.

## 100 % Premium-Baumwolle mit speziellem Strickdesign

- Sehr hohes Saugvermögen
- Ausgezeichnete Kompression
- Lässt sich leicht legen
- Kein Verrutschen – Kein Ausfransen
- Kein Verwickeln im Diamantbohrer
- Freie Wahl der Tränkflüssigkeit
- Alle Größen von #000 bis #3, farbcodiert



## Sortiment

REF 20254-000	# 000	grün	254 cm	REF 20254-0	# 0	lila	254 cm	REF 20254-2	# 2	orange	254 cm
REF 20254-00	# 00	braun	254 cm	REF 20254-1	# 1	blau	254 cm	REF 20254-3	# 3	gelb	254 cm